

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000125854 A

(43) Date of publication of application: 09.05.00

(51) Int. CI

C12N 5/06 A61B 5/107 G01N 33/48

(21) Application number: 10318347

(22) Date of filing: 21.10.98

(71) Applicant:

POLA CHEM IND INC

(72) Inventor:

FUJIWARA NORIO KASHIBUCHI NOBUO HIRAI YOSHIKAZU MIYAZAWA MASAKAZU

(54) DYEING OF SKIN KERATINOCYTE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for dyeing skin karatinocyte, capable of judging area and shape of skin keratinocyte in good accuracy.

SOLUTION: This method for dyeing skin keratinocyte

comprises using one or two or more kinds of compounds selected from a group comprising tannic acid, chromium salts, aluminum salts, glutaraldehyde and formalin as a mordant. Dyeing property of cell structure, especially skin karatinocyte is remarkably improved thereby and the cell can be dyed in good contrast.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-125854

(P2000-125854A)

(43)公開日 平成12年5月9日(2000.5.9)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I		テーマコード(参考)
C 1 2 N	5/06	C 1 2 N	5/00 E	2 G 0 4 5
A 6 1 B	5/107	G01N	33/48 P	4B065
G01N	33/48	A 6 1 B	5/10 3 0 0 Q	4 C O 3 8

審査請求 未請求 請求項の数9 FD (全 4 頁)

会社 6 番48号
6 投/8日
O 181 30 73
川区髙島台27番地1
会社横浜研究所内
川区高島台27番地1
会社横浜研究所内
川区高島台27番地1
会社横浜研究所内
•

(54) 【発明の名称】 皮膚角質細胞の染色方法

(57)【要約】

【目的】皮膚角質細胞の面積や形態を精度良く判定可能 な、皮膚角質細胞の染色方法を提供する。

【構成】タンニン酸、クロム塩類、アルミニウム塩類、 グルタールアルデヒド、ホルマリンの群から選ばれる一 種または二種以上を媒染剤として使用する事により、細 胞組織、特に皮膚角質細胞の染色性が格段に向上し、良 好なコントラストで染色可能となる。 【特許請求の範囲】

را . . ا^{الا}د

【請求項1】 皮膚角質細胞を染色する際に、染色剤と 媒染剤とを皮膚角質細胞に同時に作用させることを特徴 とする皮膚角質細胞の染色方法。

1

【請求項2】 皮膚角質細胞を染色する際に、皮膚角質 細胞に媒染剤を作用させた後に染色剤を作用させること を特徴とする皮膚角質細胞の染色方法。

【請求項3】 媒染剤としてタンニン酸、クロム塩類、 アルミニウム塩類、グルタールアルデヒド、ホルマリン の群から選ばれる一種又は二種以上を使用することを特 10 徴とする請求項1又は2の何れかに記載の皮膚角質細胞 の染色方法。

【請求項4】 使用する媒染剤溶液の濃度が、1~1, 000ppmであることを特徴とする請求項1~3の何 れかに記載の皮膚角質細胞の染色方法。

【請求項5】 使用する媒染剤溶液の濃度が、10~1 00ppmであることを特徴とする請求項1~4の何れ かに記載の皮膚角質細胞の染色方法。

【請求項6】 媒染剤がタンニン酸であることを特徴と する請求項1~5の何れかに記載の皮膚角質細胞の染色 20 方法。

請求項1~6の何れかに記載の染色方法 【請求項7】 を用いて染色された皮膚角質細胞を用いて評価すること を特徴とする皮膚状態の評価方法。

【請求項8】 請求項1~6の何れかに記載の染色方法 を用いて染色された皮膚角質細胞の顕微観察画像を計測 工学的に測定し、測定部位の測定値に基づいて皮膚状態 を評価する方法。

【請求項9】 測定項目が皮膚角質細胞面積である請求 項7又は8の何れかに記載の皮膚状態の評価方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、皮膚角質細胞の染 色方法に関し、詳しくは媒染剤としてタンニン酸、クロ ム塩類、アルミニウム塩類、グルタールアルデヒド、ホ ルマリンの群から選ばれる一種または二種以上を染色剤 と同時に、又は媒染剤を作用させた後に染色剤を作用さ せることを特徴とする皮膚角質細胞の染色方法に関する ものであり、更には、このような方法で染色された皮膚 角質細胞を皮膚状態の評価に用いる皮膚状態の評価方法 40 可能な染色剤で染色される。 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、顕微観察を容易に行うため に、生体材料を染色した後、顕微観察の試料として提供 することが行われている。このような染色方法のうち、 皮膚角質細胞の染色を目的とする場合には、古くはヘマ トキシリン・エオジン染色が行われ、その他、メチレン プルー、ローダミンB、ゲンチアナバイオレット、ブリ リアントグリーンなどもよく用いられている。これらの を行うにはたぶんに経験的な要素を必要とする。そのた め、これら従来から用いられている染色方法ではいずれ も染色が薄くなりがちで、背景とのコントラスト比が十 分得られないことが多い。

【0003】しかし、肉眼で直接細胞の形状等を官能的 に評価する場合には、低コントラストの染色方法でも長 年の観察経験で補いがつくこともあるが、一般的には顕 微標本が見づらいことは好ましいことではない。特に、 例えばコンピュータを利用した画像解析システムを利用 して細胞面積を算出する等の評価方法に応用する場合に は、低コントラストの染色では、機械的な判別精度が低 下し、正確な評価データが得にくくなると言う問題があ った。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のよう な状況に鑑みてなされたものであって、その目的は皮膚 角質細胞をコントラストよく染色することによって、肉 眼観察、特には画像解析に適した皮膚角質細胞の染色方 法を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】こうした現状に鑑み、鋭 意研究を行った結果、本発明者らは、タンニン酸、クロ ム塩類、アルミニウム塩類、グルタールアルデヒド、ホ ルマリンの群から選ばれる一種または二種以上を媒染剤 として使用する事により、細胞組織、特に皮膚角質細胞 の染色性が格段に向上し、良好なコントラストで染色で きることを見いだし、本発明を完成させるに至ったもの である。

[0006]

30

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。本発明を適用する皮膚角質細胞は、例えば頬や上 腕内側部からテープストリッピング等の公知の手法によ り採取した皮膚角質細胞を用いるが、もちろん採取部位 はこれに限定されるものではない。

【0007】このようにして皮膚から採取された角質細 胞は適当な方法でスライドグラス等の観察用基盤に転写 され、タンニン酸、クロム塩類、アルミニウム塩類、グ ルタールアルデヒド、ホルマリンの群から選ばれる一種 または二種以上を媒染剤として、角質細胞の染色に使用

【0008】媒染剤は染色剤と同時に作用させてもよい し、あるいは媒染剤を作用させた後に染色剤で染色を行 ってもよいが、媒染剤を作用させた後に染色剤を作用さ せた方が染色のコントラストが高くなり、より好まし

【0009】このような媒染剤としては、タンニン酸、 重クロム酸カリ等のクロム塩類、硫酸アンモニウムアル ミニウム等のアルミニウム塩類、グルタールアルデヒ ド、ホルマリンを使用することができるが、これら媒染 方法では、染色原理が未解明なものも多く、良好な染色 50 剤の中でも、タンニン酸がもっとも染色性が向上するの

-2-

で好ましい。安全性の点からも、クロム塩類、アルミニ ウム塩類、グルタールアルデヒド、ホルマリンは環境汚 染の面や、作業者の安全衛生面から見てあまり好ましく ない。

【0010】以下、実施例により、本発明を詳細に説明

【0011】皮膚角質細胞の標本は特開平6-8244 3号に記載の方法に従って作成した。すなわち、皮膚表 面の角質細胞をセロファンテープに写し取り(テープス トリッピング)、テープの細胞が付着している側をスラ 10 イドグラスに延展したビニール用接着剤に貼付し、スラ*

*イドグラスをエタノール、キシレンに浸漬して接着剤を 溶解させ、スライドグラスからテープを剥離し、ベース となる染色用の皮膚角質層をスライドグラスに貼付した ものを作製した。

[0012]

【媒染剤処理後染色の実施例】皮膚角質細胞をスライド グラスに貼付したものに、表1に示す媒染剤を作用させ た後、ヘマトキシリン・エオジン染色を行い、その後ス ライドグラス上の試料をバルサムで封入した。

[0013]

【表 1 】

[·	媒染剤	媒染剂濃度	処理時間
実施例1	タンニン酸	l ppm	15分
実施例2	タンニン酸	10 ppm	15分
実施例3	タンニン酸	50 ppm	15分
実施例4	硫酸アンモニウムアル	l ppm	15分
	ミニウム		
実施例 5	硫酸アンモニウムアル	10 ppm	15分
	ミニウム		
実施例6	硫酸アンモニウムアル	50 ppm	15分
	ミニウム		
実施例7	グルタールアルデヒド	l ppm	15分
実施例8	グルタールアルデヒド	10 ppm	15分
実施例 9	グルタールアルデヒド	50 ppm	15分

30

[0014]

 \mathcal{A} . .

【媒染剤と同時染色の実施例】皮膚角質細胞をスライド グラスに貼付したものに、表2に示す媒染剤を作用させ ながら同時にヘマトキシリン・エオジン染色を行い、そ の後スライドグラス上の試料をバルサムで封入した。

[0015]

【表2】

	媒染剤	媒染剤濃度	処理時間
奥施例10	タンニン酸	10 ppm	15分
実施例11	タンニン酸	50 ppm	15分
実施例12	タンニン酸	100 ppm	15分
実施例13	硫酸アンモニウムアル ミニウム	10 ppm	15分
実施例14	硫酸アンモニウムアル ミニウム	50 ppm	15分
実施例15	硫酸アンモニウムアル ミニウム	100 ppm	15分
実施例16	グルタールアルデヒド	10 ppm	15分
実施例17	グルタールアルデヒド	50 ppm	15分
実施例18	グルタールアルデヒド	100 ppm	15分

[0016]

のに、媒染剤を使用せずにヘマトキシリン・エオジン染 色を行い、その後スライドグラス上の試料をバルサムで 封入した。

【0017】このようにして染色された、実施例及び比 較例の皮膚角質細胞のスライド標本から、顕微鏡を通し て画像解析システムに角質細胞の画像を取り込み、背景 と角質細胞を区別するために明度差50%を閾値として 2値化を実施した。視野中100個当たりの角質細胞に ついての認識率を表3に示す。

[0018]

【表3】

	認識率(%)
実施例 1	90
実施例 2	100
実施例 3	98
実施例 4	8 2
実施例 5	8 6
奥施例 6	9 2
実施例 7	7 8
実施例 8	8 6
実施例 9	8 4
実施例10	9 0
奥施例11	8 8
実施例12	8 2
実施例13	7 2
実施例14	6 8
実施例15	7 0
実施例16	7 6
実施例17	7 1
実施例18	7 4
比較例	5.5

【0019】表3の結果に見られるように、媒染剤を使 用せずに染色した比較例に比べ、本発明の媒染剤を使用 【比較例】皮膚角質細胞をスライドグラスに貼付したも 40 する染色方法では、画像解析による細胞認識率が格段に 向上することが証明された。かかる効果は媒染剤と染色 剤を同時に使用するよりも、媒染剤を作用させた後に染 色剤を作用させた方がより効果的であった。また、タン ニン酸の濃度を100~1,000ppmまでは100 $ppm \exists \xi, 1, 000 \sim 10, 000 ppm \tau \xi 1,$ 000ppmごとに濃度を振って、同様の試験を実施し たところ、100ppm~1,000ppmの範囲では ほぼ同等の細胞認識率を示し、染色性の向上は特に認め られず、1,000ppm以上の濃度では、逆に細胞認

50 識率がわずかながら低下する傾向を示した。このよう

特開2000-125854

5

に、本発明の染色方法では、使用する媒染剤の濃度が、 1~1,000ppm、特に10ppm~100ppm で良好な染色性の向上効果を発揮するものであり、経済 的にも負担の少ないものである。

[0020]

【発明の効果】本発明の皮膚角質細胞の染色方法によれ

ば、画像解析装置による細胞認識率を大きく向上させることができ、被験者が使用するのに適した化粧料等を選定するために必要な肌質評価等を精度良く実施することが可能となる。また、肉眼による観察評価も非常に容易となる。

フロントページの続き

(72)発明者 宮澤 雅一

神奈川県横浜市神奈川区高島台27番地1 ポーラ化成工業株式会社横浜研究所内 F ターム(参考) 2G045 BA14 BB25 CB01 CB09 FA16 GB01 GB10 GC30 4B065 AA93X BD22 BD26 BD28 BD34 BD50 CA46 4C038 VA20 VB22 VC01